

# ELIPSE® HALBMASKE + HESPA® P3 STAUB (R) Filter



## Zertifizierungen

EN140: 1998 Maskenkörper  
EN143: 2000+A1: 2006 P3 RD  
CE 0194

## Effizienz

P3 >99,95% für 0,3 µ Partikel

## Haltbarkeit

5 Jahre (Masken und Filter) Siehe Lagerbedingungen in der Gebrauchsanweisung.  
Filter sind wiederverwendbar und austauschbar.

## Material

- Maske:** Medizinisches TPE. Entspricht ISO 10993-10: 2010 gegen Irritationen. Der Maskenkörper ist latex- und silikonfrei, geruchlos. Ventilkörper aus Nylon, Membran für Inhalation / Exhalation aus Silikon. 4-fach verstellbarer, elastischer Kopf- und Nackenverschluß mit Komfortpolsterung aus TPE.
- Filter:** Mechanisches mehrschichtiges HESPA-Synthetikmaterial mit flexiblem TPE umgossen / verkapselt.


## Hergestellt in

United Kingdom  
100 % der Filter sind NaCl getested

| Code                         | Beschreibung  | Menge               |
|------------------------------|---|---------------------|
| SPR299 (S/M)<br>SPR501 (M/L) | Elipse Halbmaske komplett mit P3-Filter                   | 10 Stück pro Box    |
| SPR316                       | Elipse P3-Ersatzfilter                                    | 10er Set je 2 Stück |
| SPM001                       | Elipse Aufbewahrungsbox für Staubmaske (Gürtelhalter)     | 10 Stück pro Box    |
| SPM414                       | Atemschutzmasken-Dichtsitz-prüfgerät-Adapter (Portacount) | 10 Stück pro Box    |

## Einsatzgebiete - Staub, Nebel und Rauch

645 mm; Länge des Materials je Filter



## Einsatzgebiete - Staub, Nebel und Rauch

### Schweißen und Schleifen



Metalrauch und Staub



### Bauwesen

Asbest, Schimmel, Betonstaub, Steinstaub, Aggregatstaub, Holzstaub, Zementstaub, Silikastaub



### Bergbau

Kohlenstaub, Silikastaub



### Herstellung

Glasfasern, Verbundfasern, Bleirauch



### Lebensmittel

Geflügel, Pulver (Milchprodukte), Gewürze, Kornstaub



### Pharmazeutisch

Pulver, Viren